

Ramka 8.1 Procedura użycia autostrzykawki EpiPen. Przedruk za zgodą: MEDA Pharma

EPIPEN® EPIPEN® Jr

(Adrenaline) Auto-Injectors 0.3/0.15mg

MEDA

Prosta procedura stosowania Wstrzykiwacza Automatycznego EpiPen® Senior/EpiPen® Jr.

1. W celu podania epinefryny: zdjąć szary korek zabezpieczający.



2. Zamachnąć się i mocno uderzyć czarną końcówką wstrzykiwacza automatycznego

EpiPen® Senior/EpiPen® Jr.

w zewnętrzną powierzchnię uda pod kątem 90° do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Trzymać urządzenie przy udzie przez 10 sekund. Usunąć Wstrzykiwacz z uda i masować miejsce nakłucia przez 10 sekund.



NATYCHMIAST WEZWAĆ POMOC LEKARSKĄ

w Wielkiej Brytanii, dotyczące postępowania w przypadku reakcji uczuleńowej [Working Group of the Resuscitation Council (UK), 2008]. Najważniejsze pozostaje wczesne leczenie adrenaliną podaną domięśniowo.

PIŚMIENICTWO

Allergy UK (2009) www.allergyuk.org (accessed 01/02/09).

Anaphylaxis Campaign (2009) www.anaphylaxis.org.uk (accessed 01/02/09).

British Medical Association & Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (2008) *BNF 56*. BMJ Publishing, London.

Department of Health (2006) *A review of services for allergy: The epidemiology, demand*